



BD フェニックス™ グラム陰性菌用 CPO パネル*

NMIC-440 & NMIC/ID-441 & NMIC/ID-442

* BD フェニックスグラム陰性菌用 CPO パネルは、薬剤感受性試験の組み合わせにより、カルバペネマーゼ産生を推定する CPO パネルを組み込んだ BD フェニックス試薬の総称です。

多種多様な耐性菌の存在。今、時代が求めている感受性試験の実現へ

- ワイドレンジ MIC 測定
- 同定は 2 時間から、感受性は 4 時間からのリアルタイム報告
- ESBL、カルバペネマーゼ産生菌を効率的に推定
- 4 学会連携提案^{※1}に基づき MEPM (メロペネム) は 0.125 µg/mL から搭載
- CTLZ/TAZ (セフトロザン/タゾバクタム) を搭載
- CLSI M100-S28 対応 (JANIS サーベイランスも対応)

- 基質特異性拡張型 β-ラクタマーゼ産生菌
- 多剤耐性緑膿菌
- 多剤耐性アシネトバクター
- カルバペネム耐性菌
- カルバペネマーゼ産生菌

※1 日本化学療法学会、日本感染症学会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会



Providing Rapid & Accurate
in ID/AST testing



測定可能薬剤

略号	NMIC-440												NMIC/ID-441												NMIC/ID-442											
	MIC range												MIC range												MIC range											
濃度設定	0.06	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	64	濃度設定	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	64	濃度設定	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	32	64			
ABPC	2-16												4-16																							
PIPC	2-64												4-64												4-64											
ABPC/SBT	2/1-16/8												4/2-16/8												4/2-16/8											
PIPC/TAZ	4/4-64/4												4/4-64/4												4/4-64/4											
CEZ	2-16												2-16																							
CXM	2-16												4-16																							
CMZ	8-32												8-32																							
CTX	1-32												1-4																							
CTRX	0.5-32																																			
CAZ	0.5-16												2-8												1-16											
CPDX	1-4												1-4																							
CFPM	1-16												1-16												1-16											
CTLZ/TAZ	1/4-8/4																								1/4-16/4											
LMOX	4-32												4-32																							
IPM	0.25-8												0.25-8												0.25-8											
MEPM	0.125-8												0.125-4												0.125-8											
AZT	0.5-16												2-8												2-16											
GM	2-8												2-8												2-8											
AMK	4-32												8-32												4-32											
TOB																									2-8											
LVFX	0.25-4												1-4												0.25-4											
CPFX	0.06-4												0.5-2												0.5-2											
MINO	1-8																								1-8											
ST	1/19-4/76												1/19-4/76												1/19-4/76											
CL	1-4																								1-4											
ESR TEST	●												●												●											
CPO TEST	●												●												●											

カタログ番号	JD コード	製品名	包装単位	希望小売価格 (税抜)
449054	555933945	BD フェニックス™ グラムネガティブ NMIC-440	25 パネル / 箱	40,000 円
449051	555933921	BD フェニックス™ グラムネガティブ NMIC/ID-441	25 パネル / 箱	40,000 円
449058	555933938	BD フェニックス™ グラムネガティブ NMIC/ID-442	25 パネル / 箱	40,000 円

* 体外診断用医薬品

※ 希望小売価格はあくまで参考情報として、当社が該当製品に統一的に設定しています。販売代理店からの販売価格は、それぞれの代理店様が自主的に決定されます。お見積りは販売代理店へお問い合わせください。

販売名：BD フェニックス
 製造販売承認番号：21400AMY00156000
 製造販売届出番号：07A2X00012000301

製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
 〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
 本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
 カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX:024-593-3281
bd.com/jp/

