



2024年8月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
インテグレイテッド ダイアグノスティック  
ソリューションズ事業部

**『BD バキュテイナ® ルアーロック™ アクセスデバイス』  
電子添文(注意事項等情報)改訂のお知らせ**

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、『BD バキュテイナ® ルアーロック™ アクセスデバイス』につきまして、下記の通り電子添文(注意事項等情報)を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

カタログ番号	製品名	包装単位	JANコード	JDコード
36490200	BD バキュテイナ® ルアーロック™ アクセスデバイス	198 個/箱	0382903649020	555933891

販売名: BD バキュテイナ ルアーロック アクセスデバイス

製造販売届出番号: 13B1X10407000122

製造販売業者: 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

【改訂版】

第5版 2024年8月

【改訂内容】

項目	変更前	変更後
【使用上の注意】 〈重要な基本的注意〉	記載無し	(4) 本品を使用して採尿した検体は、全自動尿中有形成分分析装置 UF-1000i(届出番号:28B1X10014000052、製造販売元:シスメックス株式会社) および全自動尿統合分析装置 UX-2000(届出番号:28B2X10007000080、製造販売元:シスメックス株式会社)での分析は推奨されない。[本品の後方針には、採血または採尿後にゴムスリーブが元の位置に戻りやすいよう潤滑剤(医療用シリコーン油)が塗布されており、医療用シリコーン油が赤血球として誤って識別されるおそれがある。]

【電子添文掲載情報】

電子添文は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医療機器情報検索サイトから閲覧いただけます。

本製品の電子添文 URL: [https://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/530513/13B1X10407000122\\_A\\_01\\_02/](https://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/530513/13B1X10407000122_A_01_02/)

お問い合わせ先: カスタマーサービス [www.bdj.co.jp/s/cs/](http://www.bdj.co.jp/s/cs/)

応対時間 9:00-12:00/13:00-17:00(土日祝・弊社指定休日を除く)

以上