



BD

Helping all people
live healthy lives

平成 20 年 1 月

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
ダイアグノスティックシステム事業部

国産生培地 培地発育支持性能試験 使用菌株の一部変更について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、日本薬局方に準拠した発育支持性能試験を実施している下記国産生培地につきまして、発育支持性能試験に使用しているサルモネラの菌株を下記の通り変更することに致しましたので、お知らせ申し上げます。第十五局改正日本薬局方第一追補に準拠した性能試験を行うための変更となります。なお、製品性能等の変更はございません。

今後とも、B D 製品により一層のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

カタログ番号	製品名
251167	トリプチケ-スライ寒天培地(5x4) 20枚
251185	トリプチケ-スライ寒天培地 20枚
251260	トリプチケ-スライ寒天培地150MM 24枚
251525	□ダックプレート SCD 30枚
251812	トリプチケ-スライ寒天培地 240枚
251511	□ダックプレート LP添加SCD 30枚
252028	LP添加SCD寒天培地 100枚
251506	□ダックプレート 標準寒天 30枚
251536	標準寒天培地 20枚
251543	標準寒天培地 100枚
251546	標準寒天培地150MM 24枚
251823	標準寒天培地 200枚
251877	線照射 SCD 寒天培地 150MM 24枚
251949	線照射 SCD 寒天培地 100MM 20枚
252079	線照射 SCD 寒天培地 RODAC 30枚
251950	線照射 SCDLP 寒天培地 100MM 20枚
252078	線照射 SCDLP 寒天培地 RODAC 30枚

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ



BD

Helping all people
live healthy lives

2. 変更箇所

発育支持性能試験に使用するサルモネラの菌株

現行 *Salmonella* Enteritidis ATCC 13076

変更後 *Salmonella* Typhimurium ATCC 14028

サルモネラ以外の使用菌株に変更はありません。

3. 変更実施時期

平成20年2月生産分より

以上

*お問い合わせ先：<フリーダイヤル> 0120-8555-90 受付時間 9:00~17:00

音声ガイダンスによりご案内

1番：受注管理 (注文・納期・在庫のお問合せ)

2番：お客様情報センター (製品に関するお問合せ・カタログご請求など)

ホームページ <http://www.bd.com/jp/>

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ